

AUTOCLAVE
PRIMA



galbiati
experience & quality
SINCE 1935

Autoclave Prima

EVOLUCIÓN TÉCNICA, DISEÑO ÚNICO

El departamento de "Investigación y Desarrollo" de los laboratorios Galbiati, 100% italiano, desarrolló la PRIMA. Autoclave clase B con tecnología de punta y un diseño singular, capaz de transmitir el sentido de estética compatible con la bioseguridad.

Robusta y con una elegancia fuera de lo común, PRIMA es la más nueva autoclave de la familia Galbiati, la primera empresa italiana productora de consultorios odontológicos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Voltaje:** 220v - 50hz
- **Potencia:** 18l - 1500va / 23l-1700va
- **Material:** acero inoxidable 304
- **Variación de la presión de trabajo:** -0.9bar - 2.5 bar
- **Temperatura máxima:** 145 °C
- **Volumen de la cámara:** 18l (\varnothing 245x320mm) - 23l (\varnothing 245x450mm)
- **Capacidad de carga:** 18l (198x204x285mm) - 23l (198x204x385mm)
- **Capacidad de carga:** 18l (3.07kg/cm²) - 23l (3.21kg/cm²)
- **Ciclos de esterilización:** 1.10bar/121°C e 2.10bar/134°C
- **Volumen de agua por ciclo:** 160ml - 180ml

CARACTERÍSTICAS

- Ciclos rápidos (26 minutos - 134°C)
- Económico consumo de agua y alimentación externa automática
- 100% acero inoxidable y control electrónico de calidad del agua
- Sistema operacional intuitivo
- Impresora integrada y registro de datos via usb
- Garantía de 2 años

DIMENSIONES



Item	18L Modelo	23L Modelo
Cerrada	L615x465x440	VL715x465x440
Abierta	L1005x605x440	L1105x605x440

Painel de control

Modular facilitado y intuitivo

Depósito de agua

Acero inoxidable indestructible

Display

Exhibición del ciclo de esterilización. Permite verificar los parámetros de cada etapa en tiempo real

Cámara

Acero inoxidable, amplia y espaciosa. Capacidad para 4 bandejas



Enganche rápido

Simplificado y más seguro contra vaciamientos



Placa electrónica

Fácil acceso para mantenimiento

Galbiati

EXPERIENCIA Y CALIDAD DESDE 1935

Nuestro gran desafío es agradar a nuestros clientes con nuestros productos y, principalmente, que nuestros equipos cumplan siempre con excelencia su función. De esta forma, nuestras prácticas fabriles priorizan por producir y desarrollar productos accesibles y funcionales para todos. Tenemos el compromiso de acompañar a nuestros clientes antes, durante y después de la compra de los productos Galbiati. Estamos 100% presentes en la vida de nuestros clientes para atender con pasión y dedicación todas sus necesidades.



www.galbiati.com
info@galbiati.com