

AUTOKLAW
PRIMA



Autoklaw Prima

EWOLUCJA TECHNICZNA, REWELACYJNY DESIGN

Laboratorium Galbiati - w 100% włoske projekty

Autoklaw Prima to w 100% włoski projekt, stworzony przez dział badawczo-rozwojowy (R&D) Galbiati zachwyca połączeniem ponadczasowego designu, z wykorzystaniem najlepszej jakości materiałów, oraz rozwiązań ułatwiających codzienną pracę.

Solidny, łatwy w użyciu, elegancki, jest najnowszym produktem w rodzinie Galbiati, pierwszym włoskim przedsiębiorstwie produkującym unity stomatologiczne.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: AC 220V-230V, 50Hz
- Pobór mocy: 18L 1500VA, 23L 1700VA
- Materiał obudowy: stal nierdzewna (dla wyrobów medycznych)
- Maksymalne ciśnienie pracy: 2.5 bar Minimalne ciśnienie pracy: -0.9 bar
- Maksymalna temperatura: 145 °C
- Pojemność komory: 18L (Φ245×320mm) 23L (Φ245×450mm)
- Pojemność robocza: 18L (198×204×285) 23 L(198×204×385)
- Maksymalna waga wsadu : 18L (3.07kg/cm²) 23L (3.21kg/cm²)
- Ciśnienie/temperatura pracy: 1.10~1.30bar /121°C~122°C;
2.10~2.30bar / 134°C~135°C
- Pobór wody na cykl: 0.16L (min) 0.18L(max)

WYBRANE PARAMETRY

- Wydajne i szybkie cykle (26min. Standard B 134°C)
- Oszczędne zużycie wody
- Automatyczny pobór wody
- Wykonany w 100% ze stali nierdzewnej
- Elektroniczna kontrola jakości wody
- Łatwy system pozycjonowania
- Dostępne programy testowe: Vacuum Test Bowie&Dick Test, Helix Test
- Wbudowana drukarka
- Wbudowany port USB
- 24 miesiące gwarancji

WYMIARY ZEWNĘTRZNE



Item	18L Model	23L Model
Wymiary - drzwi zamknięte	L615×465×440	VL715×465×440
Wymiary - drzwi otwarte	L1005×605×440	L1105×605×440

PANEL STEROWANIA

Prosty i intuicyjny

ZZBIORNIK WODY CZYSTEJ

Wykonany ze stali nierdzewnej, niezniszczalny

WYŚWIETLACZ

Wyświetlanie parametrów cyklu dla kontroli pracy w czasie rzeczywistym

KOMORA

4 piętrowy uchwyt na tacki aluminiowe, wygodny również do zestawów chirurgicznych



SZYBKOZŁĄCZA

Szybkie i łatwe podłączenie dla zasilania w wodę oraz drenażu



Płyta główna PCB

Płyta główna znajduje się na górze urządzenia – jest łatwo dostępna dla umożliwienia szybkiego serwisu

Galbiati

EXPERIENCE AND QUALITY SINCE 1935

“Kiedy produkt nie jest w pełni zadowalający dla naszych klientów – wtedy staje się dla nas wyzwaniem.

Naszą codzienną pracą staramy się usatysfakcjonować naszych klientów aby byli w pełni zadowoleni z naszych produktów oraz obsługi, zarówno przed zakupem jak i podczas użytkowania.

Naszym celem jest wprowadzanie produktów najwyższej jakości, funkcjonalnych i przyjaznych dla użytkownika”.



www.galbiati.com
info@galbiati.com